DENTAL SERVICE



PRODUKTKATALOG

Zahnärztliche Instrumente

EIN WORT ZUVOR



Als gelernter IT-Systemkaufmann bin ich seit 13 Jahren in der Dentalbranche in den Bereichen Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen tätig. Meine Schwerpunkte umfassen den Kundenservice und den Vertrieb von Medizinprodukten. 2014 wurde ich QM-Beauftragter in meinem vorherigen Unternehmen und habe daraufhin das QM-System aufgebaut und etabliert. Seit dem 01.01.2020 führe ich mein eigenes Unternehmen DT Dental Service e.K. und freue mich auf die neuen Herausforderungen.

Service ist unsere Leidenschaft. Damit Sie mehr Zeit haben für Ihre alltägliche Arbeit, stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um die Materialwirtschaft mit Rat und Tat zur Seite. Ganz gleich, ob Sie einfach nur einen zuverlässigen Partner suchen, ob es mal besonders eilig ist oder ob Sie sich gar für neue Instrumente interessieren: Wir sind für Sie da.

Fordern Sie uns! Dieser Katalog zeigt Ihnen einen wesentlichen Ausschnitt unseres Sortiments, welches wir fortlaufend aufgrund der wachsenden Anforderungen unserer Kunden erweitern. Scheuen Sie sich nicht, über das Gedruckte hinauszudenken: Meine Mitarbeiter und ich werden sich um jede Fragestellung kümmern und keine Antwort schuldig bleiben.



DIRK TEMPELHAGEN
Geschäftsführer

Alle Infos und Produkte auch auf
www.dt-dentalservice.de
Wir freuen uns auf Sie!



INHALT



BOHRER
Seite 06-23

Diamanten 07
Hartmetall Finierer 18
Knochenfräser 21
Kronentrenner 22
Fräser 23



POLIERER
Seite 24-27

Universal/Metall 25
Kunststoff 26
Keramik 27



PROPHYLAXE
Seite 28-47

Kelche/Bürstchen 29
Scaler/Küretten 30
Ultraschall-Spitzen 38
Diamantstreifen 47



STIFTE
Seite 48-51

Glasfaser 49
Titananker 50
Parapulpäre Stifte 51



INSTRUMENTE
Seite 52-67


Diagnostik 53
Konservierend 58
Chirurgie: - Zangen 59
- Nadelhalter 61
- Scheren 62
- Wurzelheber 63
- Raspatorien 65
- Pinzetten 67



ENDO INSTRUMENTE
Seite 68-71

Handfeilen 69
Maschinelle Feilen 70
Handinstrumente 71

BOHRER




DIAMANTEN PRAXIS

Kugel




Form	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
Körnung	M	M	M	M	M	EF M G	EF M G SG	EF F M G SG	EF F M G	EF F M G SG	EF M G
Schaft, 19 mm	314										
Größe	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021

Kugel mit langem Hals




Form	001	001	001	001
Körnung	EF F M G SG	EF F M G SG	EF F M G	EF M G
Schaft, 19 mm	314			
Größe	023	025	029	033




Form	697	697	697	697
Körnung	M G	M G	M G	M G
Schaft, 19 mm	314			
Größe	014	016	018	023

Palatinalschleifer




Form	033	033
Körnung	F M	F M
Schaft, 19 mm	314	
Größe	027	033

Doppelkegel



Form	038	038	038	038
Körnung	M	M G	M G SG	M G
Schaft, 19 mm	314			
Größe	031	033	037	047

Rad



Form	068	068	068	068
Körnung	M	M	M G	M G
Schaft, 19 mm	314			
Größe	037	040	045	054

Zylinder 3 mm



108	108	108	108	108
M	M G	M	F M G SG	M G SG
314				
007	008	009	010	012

Körnung: EF = Extrafein, F = Fein, M = Mittel, G = Grob, SG = Supergrob **10 Stück**

Wie bestelle ich einen Bohrer? Beispiel: Form: 001 / Körnung: F / Schaft: 314 / Größe: 023. Bitte geben Sie uns folgende Artikelnummer durch: 001F.314.023

Zylinder 4 mm



Form	109	109	109	109	109
Körnung	M	MG	FMGSG	FMGSG	MG
Schaft, 19 mm	314				
Größe	009	010	012	014	016

Zylinder 6 mm



Form	110	110	110	110	110	110
Körnung	M	MG	FMGSG	FMGSG	MGSG	MG
Schaft, 19 mm	314					
Größe	008	010	012	014	016	018

Zylinder 8 mm



Form	111	111	111	111	111	111
Körnung	EFM	EFFMGSG	EFFMGSG	EFMGSG	MGSG	MG
Schaft, 19 mm	314					
Größe	010	012	014	016	018	025

Zylinder 10 mm



112	112	112	112
M	MG	FMGSG	MG
314			
010	012	014	016

Zylinder 11,5 mm



Form	113	
Körnung	M	
Schaft, 19 mm	314	
Größe	014	

Torpedo rund 6 mm



140	140	140	140	140
M	MG	EFFMG	FMG	FMG
314				
008	010	012	014	016

Wie bestelle ich einen Bohrer? Beispiel: Form: 001 / Körnung: F / Schaft: 314 / Größe: 023. Bitte geben Sie uns folgende Artikelnummer durch: 001F.314.023

Torpedo rund 8 mm



Form	141	141	141	141	141
Körnung	F M G	F M G	EF F M G	F M G	F M G
Schaft, 19 mm	314				
Größe	010	012	014	016	018

Torpedo rund 10 mm



Form	142	142	142	142	142
Körnung	M	F M G	F M G	F M G	M
Schaft, 19 mm	314				
Größe	010	012	014	016	018

Torpedo rund 11,5 mm



Form	143
Körnung	M G
Schaft, 19 mm	314
Größe	014

Zylinder KR 4 mm



Form	156	156	156	156
Körnung	M	F M G	F M G SG	F M G SG
Schaft, 19 mm	314			
Größe	008	010	012	014

Zylinder KR 6 mm



Form	157	157	157
Körnung	F M G	F M G	F M G
Schaft, 19 mm	314		
Größe	010	012	014

Zylinder KR 8 mm



Form	158	158	158
Körnung	F M G	EF F M G	EF F M G
Schaft, 19 mm	314		
Größe	010	012	014

Zylinder KR 10 mm



158L	158L	158L
M	M G	M
314		
012	014	016

Konus spitz 10 mm



Form	166	166	166	166	166
Körnung	M	EF M G	EF F M G	EF F M G	EF F M G
Schaft, 19 mm	314				
Größe	010	012	014	016	018

Körnung: EF = Extrafein, F = Fein, M = Mittel, G = Grob, SG = Supergrob 10 Stück

Konus 8 mm



Form	172	172	172	172	172	172
Körnung	M	MG	FMG	FMG	MG	MG
Schaft, 19 mm	314					
Größe	010	012	014	016	018	025

Konus rund 6 mm



Form	197	197	197	197
Körnung	FMG	M	MGSG	MGSG
Schaft, 19 mm	314			
Größe	012	014	016	025

Konus rund 8 mm



Form	198	198	198	198	198	198	198
Körnung	M	FMG	FMGSG	FMGSG	FMGSG	FMG	FMG
Schaft, 19 mm	314						
Größe	010	012	014	016	018	023	025

Konus rund 10 mm



Form	199	199	199	199	199	199	199
Körnung	EFM	EFFMG	EFFMGSG	EFFMGSG	EFFMGSG	MG	EFFMGSG
Schaft, 19 mm	314						
Größe	010	012	014	016	018	023	025

Konus rund 11,5 mm



Form	200	200	200
Körnung	M	FMG	MG
Schaft, 19 mm	314		
Größe	012	014	016

Birne flach 2,6 mm



Form	233	233	233	233	233
Körnung	M	MG	MG	MG	MG
Schaft, 19 mm	314				
Größe	009	010	012	014	016

Birne flach 4 mm



Form	234	234	234	234
Körnung	M	MGSG	MGSG	MG
Schaft, 19 mm	314			
Größe	010	012	014	016

Körnung: EF = Extrafein, F = Fein, M = Mittel, G = Grob, SG = Supergrob **10 Stück**

Birne 3 mm




Form	237	237	237	237	237
Körnung	M	M	MG	MGSG	MG
Schaft, 19 mm	314				
Größe	008	009	010	012	014

Birne 4 mm



Form	238	238	238	238	238
Körnung	MG	MGSG	MGSG	MG	MG
Schaft, 19 mm	314				
Größe	010	012	014	016	018

Birne 5 mm



Form	239	239	239	239	239	239
Körnung	M	MGSG	MGSG	MGSG	M	M
Schaft, 19 mm	314					
Größe	012	014	016	018	021	025

Flamme spitz 8 mm



Form	249	249	249	249
Körnung	EFFMG	EFFMG	EFFMG	EFFMG
Schaft, 19 mm	314			
Größe	010	012	014	016

Flamme spitz 10 mm



Form	250	250	250	250	250
Körnung	EF F M	EF F M G	EF F M G	EF F M G	EF F M G
Schaft, 19 mm	314				
Größe	010	012	014	016	018

Flamme spitz 11,5 mm



Form	251
Körnung	F M G
Schaft, 19 mm	314
Größe	014

Knospe spitz



Form	257	257	257	257
Körnung	EF M	EF F M	EF F M G SG	EF F M G SG
Schaft, 19 mm	314			
Größe	014	016	018	023

Granate



Form	272
Körnung	EF F
Schaft, 19 mm	314
Größe	016


Flamme 8 mm



Form	273	273	273	273
Körnung	F M G	EF F M G SG	EF F M G SG	F M G SG
Schaft, 19 mm	314			
Größe	010	012	014	016


Wie bestelle ich einen Bohrer? Beispiel: Form: 001 / Körnung: F / Schaft: 314 / Größe: 023. Bitte geben Sie uns folgende Artikelnummer durch: 001F.314.023

Flamme 10 mm




Form	274	274	274	274
Körnung	EF M	EF F M	EF F M G SG	EF F M G SG
Schaft, 19 mm	314			
Größe	012	014	016	018

Ei



Form	277	277	277	277	277	277
Körnung	EF F M G	EF F M	EF F M G SG	EF F M G SG	EF F M G	G
Schaft, 19 mm	314					
Größe	014	016	018	023	025	037

Torpedo 6 mm



Form	288	288	288	288
Körnung	M	F M G	F M G	M G
Schaft, 19 mm	314			
Größe	008	010	012	014

Torpedo 8 mm




Form	289	289	289	289	289
Körnung	EF F M G	F M G SG	EF F M G SG	F M G SG	M G
Schaft, 19 mm	314				
Größe	010	012	014	016	018

Torpedo 10 mm



Form	290	290	290	290	290
Körnung	F M G	EF F M G SG	EF F M G SG	EF F M G SG	M G SG
Schaft, 19 mm	314				
Größe	010	012	014	016	018

Torpedo 11,5 mm



291	291
F M G SG	F M G SG
314	
012	014

Torpedo konisch 8 mm



Form	298	298	298	298
Körnung	F M G SG	F M G SG	F M G SG	M
Schaft, 19 mm	314			
Größe	014	016	018	025

Torpedo konisch 10 mm



299	299	299	299	299
F M G SG	F M G SG	F M G SG	F M G SG	M G SG
314				
012	014	016	018	021

Körnung: EF = Extrafein, F = Fein, M = Mittel, G = Grob, SG = Supergrob **10 Stück**

Spitzes Hütchen



Form	466
Körnung	EF F M
Schaft, 19 mm	314
Größe	031

Minispitze



Form	540	540
Körnung	F M G	F M G
Schaft, 19 mm	314	
Größe	009	010

Konus KR 4 mm




544
F M G
314
025

Konus KR 6 mm



545	545	545
F M	EF F M G	EF F M G
	314	
014	016	018

Konus KR 8 mm



Form	546	546	546	546
Körnung	M G	F M G	M G	F M G
Schaft, 19 mm	314			
Größe	014	016	018	025

Wie bestelle ich einen Bohrer? Beispiel: Form: 001 / Körnung: F / Schaft: 314 / Größe: 023. Bitte geben Sie uns folgende Artikelnummer durch: 001F.314.023

DIE EXTRASCHARFEN FÜR ZÜGIGES PRÄPARIEREN

Mit wenig Anpressdruck und trotzdem schnellschneidend schont die Blackline Zahnsubstanz und Pulpa. Es spart Zeit und verkürzt dadurch die Behandlungsdauer. Zur Freude des Patienten.

Black



Form	BL 199	BL 199	BL 199	BL 238	BL 239	BL 239	BL 289	BL 289	BL 289
Körnung	SG	SG	SG	SG	SG	SG	SG	SG	SG
Schaft, 19 mm	314			314	314		314		
Größe	012	018	021	012	014	016	012	014	016



Form	BL 290	BL 290	BL 298	BL 298	BL 298	BL 298	BL 299	BL 299
Körnung	SG	SG	SG	SG	SG	SG	SG	SG
Schaft, 19 mm	314		314				314	
Größe	014	016	014	016	018	021	018	021

Ultrafeine Diamant Finierer

White



Form	001	165	166	249	250	257
Körnung	UF	UF	UF	UF	UF	UF
Schaft, 19 mm	314	314	314	314	314	314
Größe	025	014	014	012	012	023



Form	274	274	274	277	277	277
Körnung	UF	UF	UF	UF	UF	UF
Schaft, 19 mm	314			314		
Größe	016	020	025	014	018	023

Körnung: UF = Ultrafein, EF = Extrafein, F = Fein, M = Mittel, G = Grob, SG = Supergrob **10 Stück**

Die Vorteile der Löwen-Diamantschleifer gegenüber herkömmlich gefertigten Schleifern:

- Sie arbeiten noch schneller und ausdauernd auf harten Keramiken wie Zirkon und Lithium-Di-Silikat
- verkürzte „Chairtime“ durch eine mindestens 20 % höhere Schneidleistung (mm/min.) auf allen anderen Materialien
- kühler bei gleicher Behandlungsdauer
- günstiger im Preis-Leistungs-Verhältnis


Löwen



Form	AU 001	AU 001	AU 001	AU 001	AU 001	AU 001	AU 001	AU 001	AU 001	AU 001	AU 001
Körnung											
Schaft, 19 mm	FG										
Größe	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029



Form	AU 001	AU 001	AU 001	AU 001	AU 001	AU 001	AU 001	AU 010	AU 010	AU 010
Körnung		F	F	F	G	G	X			
Schaft, 19 mm	FG							FG		
Größe	033	023	025	033	010	012	014	009	010	012



Form	AU 010	AU 010	AU 010	AU 038	AU 108	AU 108	AU 108	AU 108	AU 108	AU 109
Körnung		G	G						G	
Schaft, 19 mm					FG					FG
Größe	014	012	014	047	007	008	009	010	010	009



Form	AU 109	AU 109	AU 109	AU 109	AU 109	AU 109	AU 109	AU 109	AU 110	AU 110
Körnung					G	G	X	X		
Schaft, 19 mm	FG								FG	
Größe	010	012	014	016	012	014	012	014	010	012

Körnung: F = Extrafein, C = Fein, G = Grob, X = Supergrob **10 Stück**

Wie bestelle ich einen Bohrer? Beispiel: Form: 001 / Körnung: F / Schaft: 314 / Größe: 023. Bitte geben Sie uns folgende Artikelnummer durch: 001F.314.023


Löwen



Form	AU 110	AU 110	AU 110	AU 111	AU 111	AU 111	AU 111	AU 111	AU 111	AU 111
Körnung		G	X					G	G	X
Schaft, 19 mm	FG			FG						
Größe	014	012	014	010	012	014	016	012	014	014



Form	AU 139	AU 139	AU 139	AU 139	AU 140	AU 140	AU 141	AU 141	AU 141
Körnung				X					
Schaft, 19 mm	FG				FG		FG		
Größe	009	010	012	012	012	014	010	012	014



Form	AU 141	AU 141	AU 142	AU 156	AU 156	AU 165	AU 165	AU 165
Körnung	G	G	G					F
Schaft, 19 mm	FG		FG	FG		FG		
Größe	012	014	016	010	012	010	014	014



Form	AU 166	AU 166	AU 166	AU 166	AU 166	AU 166	AU 167	AU 167	AU 167
Körnung				C	F	G			F
Schaft, 19 mm	FG						FG		
Größe	010	014	018	014	014	014	011	014	014



Form	AU 170	AU 170	AU 172	AU 172	AU 172	AU 172	AU 172	AU 173	AU 173	AU 173
Körnung							G			
Schaft, 19 mm	FG		FG					FG		
Größe	014	016	012	014	016	018	014	014	016	018

Körnung: F = Extrafein, C = Fein, G = Grob, X = Supergrob **10 Stück**



Form	AU 198	AU 198	AU 198	AU 198	AU 198	AU 198	AU 198	AU 198	AU 198
Körnung						C	G	G	X
Schaft, 19 mm	FG								
Größe	010	012	014	016	018	018	016	018	018



Form	AU 199	AU 199	AU 199	AU 199	AU 199	AU 199	AU 225	AU 237	AU 238
Körnung					F	G			G
Schaft, 19 mm	FG						FG	FG	FG
Größe	010	012	014	016	012	018	012	014	014



Form	AU 239	AU 249	AU 249	AU 250	AU 250	AU 257	AU 257	AU 273
Körnung			F		F		C	F
Schaft, 19 mm	FG	FG		FG		FG		FG
Größe	016	012	010	012	012	018	016	012



Form	AU 277	AU 289	AU 289	AU 289	AU 290	AU 290	AU 540	AU 545
Körnung	F		C	G		G	C	
Schaft, 19 mm	FG	FG			FG		FG	FG
Größe	023	010	012	014	016	014	008	016



Form	T 111	T 172	T 197	T 197	T 198	T 199	T 238	T 289
Körnung								
Schaft, 19 mm	FG	FG	FG		FG	FG	FG	FG
Größe	012	018	014	025	018	014	012	012

Wie bestelle ich einen Bohrer? Beispiel: Form: 001 / Körnung: F / Schaft: 314 / Größe: 023. Bitte geben Sie uns folgende Artikelnummer durch: 001F.314.023

HARTMETALL FINIERER

Ultrafeine Finierer mit 30 Schneiden



Form	C 164	C 166	C 199	C 249	C 274	C 274
Körnung	UF	UF	UF	UF	UF	UF
Schaft, 19 mm	314	314	314	314	314	
Größe	014	014	016	012	014	018



Form	C 277	C 277	C 277	C 289
Körnung	UF	UF	UF	UF
Schaft, 19 mm	314			314
Größe	014	018	023	012

Extrafeine Finierer mit 20 Schneiden



Form	C 159	C 164	C 166	C 249	C 274	C 274
Körnung	EF	EF	EF	EF	EF	EF
Schaft, 19 mm	314	314	314	314	314	
Größe	010	014	014	012	014	018



Form	C 277	C 277	C 277
Körnung	EF	EF	EF
Schaft, 19 mm	314		
Größe	014	018	023

Form	C 277
Körnung	EF
Schaft, 22 mm	204
Größe	023

Feine Finierer mit 8-12 Schneiden



Form	C 001	C 001	C 158	C 159	C 164	C 166	C 198
Körnung	F	F	F	F	F	F	F
Schaft, 19 mm	314		314	314	314	314	314
Größe	018	023	012	010	014	014	018

Körnung: FQ = feiner Querhieb für Composite, UF = Ultrafein, EF = Extrafein, F = Fein, M = Mittel, G = Grob, SG = Supergrob

10 Stück

Feine Finierer mit 8-12 Schneiden



Form	C 199	C 238	C 243	C 243	C 243	C 249	C 257	C 257	C 257
Körnung	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Schaft, 19 mm	314	314	314			314	314		
Größe	016	014	009	010	012	012	014	018	023



Form	C 274	C 274	C 277	C 277	C 277	C 277	C 277	C 288	C 288
Körnung	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Schaft, 19 mm	314		204		314			314	
Größe	014	018	014	023	014	018	023	010	012



Form	C 289	C 290	C 544	C 699
Körnung	F	F	F	F
Schaft, 19 mm	314	314	314	314
Größe	012	014	023	008

Form	C 277	C 290
Körnung	F	F
Schaft, 22 mm	204	204
Größe	018	014

Finierer



Form	C 141	C 141	C 198	C 249	C 277	C 289
Körnung	M	M	M	M	M	M
Schaft, 19 mm	314		314	314	314	314
Größe	012	014	016	012	023	012

FQ One-step Finierer für Composite



Form	C 166	C 243	C 249	C 274	C 274	C 274	C 277	C 277	C 277
Körnung	FQ	FQ	FQ	FQ	FQ	FQ	FQ	FQ	FQ
Schaft, 19 mm	314	314	314		314			314	
Größe	014	009	012	014	018	020	014	018	023

Wie bestelle ich einen Bohrer? Beispiel: Form: 001 / Körnung: F / Schaft: 314 / Größe: 023. Bitte geben Sie uns folgende Artikelnummer durch: 001F.314.023

ROSENBOHRER

Hartmetall



Form	C 001	C 001	C 001	C 001	C 001	C 001	C 001	C 001	C 001
Schaft, 22 mm					204				
Größe	010	012	014	016	018	021	023	027	029



Form	C 001	C 001	C 001	C 001
Schaft, 26 mm		205		
Größe	010	014	018	023



Form	C 001	C 001	C 001	C 001	C 001	C 001	C 001
Schaft, 21 mm				315			
Größe	010	012	014	016	018	021	023

Hartmetall ZrN beschichtet



Form	ZN 001	ZN 001	ZN 001	ZN 001	ZN 001	ZN 001	ZN 001
Schaft, 22 mm				204			
Größe	010	012	014	016	018	021	023



Form	ZN 001	ZN 001	ZN 001	ZN 001
Schaft, 26 mm		205		
Größe	010	014	018	023

10 Stück

CHIRURGIE

Hartmetall



Form	C 141 A	C 141 A	C 141 A	C 141 A	C 141 A
Schaft, 26 mm			205		
Größe	023	027	031	035	040

Hartmetall ZrN beschichtet

Zügiges Separieren von Knochensubstanz durch 4-schneidige Sägeverzahnung, ZrN-Schicht als Verschleißschutz
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- leichte Wiederaufbereitung/Reinigung
- sehr glatte Oberfläche sorgt für gleichbleibende Schnittfreudigkeit während des Eingriffs
- reduzierter Verschleiß sorgt für noch mehr Wirtschaftlichkeit



Form	ZN 141 A	ZN 141 A	ZN 141 A	ZN 141 A	ZN 141 A	ZN 141 A
Schaft, 44,5 mm			104			
Größe	018	021	023	027	031	040



Form	ZN 254	ZN 254
Schaft, 28/32 mm	316	317
Größe	012	012

Form	ZN 408 S
Schaft, 28 mm	316
Größe	016



Form	ZN 408 S
Schaft, 30 mm	205
Größe	016



Form	ZN 408 S
Schaft, 44,5 mm	104
Größe	016



Form	ZN 409 S
Schaft, 30 mm	205
Größe	021



Form	ZN 409 S
Schaft, 44,5 mm	104
Größe	021

5 Stück

Wie bestelle ich einen Bohrer? Beispiel: Form: 001 / Körnung: F / Schaft: 314 / Größe: 023. Bitte geben Sie uns folgende Artikelnummer durch: 001F.314.023

KRONENTRENNER

NEM



Form	C 140 RR	C 140 SCC	C B5 TR	C B5 TRL	C B34 L
Schaft, 19 mm			314		
Größe	014	012	012	012	012

Zirkon



Form	140 MM
Schaft, 19 mm	314
Größe	012

Für Vollkeramikkronen aus ZrO
- schlankes, verlängertes Arbeitsteil für flächiges Nacharbeiten
- ruhiger, kontrollierter Lauf
- langlebiger Hochleistungsdiamantbelag



194 MM
314
016

Für Vollkeramikkronen aus ZrO
- konisches, sehr robustes Arbeitsteil für Trennschnitte
- ruhiger, kontrollierter Lauf
- langlebiger Hochleistungsdiamantbelag



LB 473 G
314
016

LARRY BLACK – trennt alle Keramikwerkstoffe leicht und zügig
- konisches, verlängertes Arbeitsteil
- unterbrochener Schnitt sorgt für zügigen Abtrag
- verbesserte Kühlmöglichkeit dank Wellenprofil
- mehr Diamantkörner durch vergrößerte Oberfläche
- Hochleistungsdiamantbelag für max. Haltbarkeit

FRÄSER

Kunststoff



Form	B194	B194	B274	B274	S194	S274
Körnung	FX	X	FX	X	KX	KX
Größe	040	040	060	060	040	060

Gips



Form	B194	B274
Körnung	SX	SX
Größe	040	060

Körnung: FX = Fein, **KX** = Mittel, **X** = Grob, **SX** = Supergrob

Metall




Form	S194	S194	S194	S274	S289
FX Körnung	134	NE	NEF	134	134
Größe	040	040	040	060	023

Körnung: NEF = Fein, **NE** = Mittel, **134** = Grob

Wie bestelle ich einen Bohrer? Beispiel: Form: 001 / Körnung: F / Schaft: 314 / Größe: 023. Bitte geben Sie uns folgende Artikelnummer durch: 001F.314.023

POLIERER



UNIVERSAL- UND METALLPOLIERER

Universal



Form	W1	W5	W7
Schaft, 22 mm		204	
Größe	5,5	9	7



Form	K11	K12
Schaft, 22 mm		
Größe	11	12

Metall, grob



Form	A2	A3
Schaft, 19 mm	314	
Größe	3	6



Form	AF3K	AF7	AF11	ET-AF14
Schaft, 22 mm	204			
Größe	6,5	5	3	14

Metall, mittel



Form	B2	B3
Schaft, 19 mm	314	
Größe	3	6



Form	BV3K	BV7	BV11	ET-BV14
Schaft, 22 mm	204			
Größe	6,5	5	3	14

Metall, fein



Form	G2	G3
Schaft, 19 mm	314	
Größe	3	6



Form	GH3K	GH7	GH11	ET-GH14
Schaft, 22 mm	204			
Größe	6,5	5	3	14

10 oder 100 Stück

KUNSTSTOFFPOLIERER

Ein 2-stufiges Poliersystem für Hochglanz auf allen Kompositmaterialien. Die Polierstufen sind speziell abgestimmt auf den jeweiligen Bearbeitungsschritt. Beste Ergebnisse auch auf sehr harten Kompositen.

Diacomp, mittel



Form	DCP-OFm	DCP10m	DCP14m	DCP-W2Bm	DCP1m	DCP3m
Schaft, 22 mm	204					
Größe	5,5	11	14	5	4	6

1 oder 10 Stück

Diacomp, fein



Form	DCP-OFf	DCP10f	DCP14f	DCP-W2Bf	DCP1f	DCP3f
Schaft, 22 mm	204					
Größe	5,5	11	14	5	4	6

1 oder 10 Stück

One-Step Polierer für den Polierprozess in nur einem Schritt. Erhöhter Druck für die Oberflächenvorpolitur. Reduzierter Druck für die Hochglanzpolitur.

Diacomp Ultra



Form	DCU-W11	DCU1	DCU2	DCU3
Schaft, 22 mm	204			
Größe	3	4	10	6

1 oder 10 Stück

One-Step Kompositpolierer



Form	P9478C	P9479C
Schaft, 22 mm	204	
Größe	070	050

2 Stück

Zur Hochglanzpolitur von okklusalen Kompositfüllungen. Keine Polierpaste notwendig.

C-Brush



Form	SIC229-WST	SIC231-WST
Schaft, 22 mm	204	
Größe	6	4


10 Stück

Flexible Polierscheiben für die interproximale Politur. Die Scheiben sind sowohl ziehend als auch schiebens anwendbar.

Flexi-D



Form	95RA
Schaft, 22 mm	204



Form	FD-10	FD-14
Körnung	SF F M G	SF F M G

10 Stück

Körnung: SF = Superfein, **F** = Fein, **M** = Mittel, **G** = Grob

KERAMIKPOLIERER

Diapol, grob



Form	FG1Dg
Schaft, 19 mm	314
Größe	3



Form	DT-W14Dg	W8Dg	W11Dg	W16Dg	W17Dg	W18Dg
Schaft, 22 mm	204					
Größe	14	11	3	4	6	10

Diapol, mittel



Form	FG1Dmf
Schaft, 19 mm	314
Größe	3



Form	DT-W14Dmf	W8Dmf	W11Dmf	W16Dmf	W17Dmf	W18Dmf
Schaft, 22 mm	204					
Größe	14	11	3	4	6	10

Diapol, fein



Form	FG1D
Schaft, 19 mm	314
Größe	3



Form	DT-W14D	W8D	W11D	W16D	W17D	W18D
Schaft, 22 mm	204					
Größe	14	11	3	4	6	10

Diacera – Zirkonoxid, mittel



Form	DT-W14DCmf	W11DCmf	W16DCmf	W17DCmf	W18DCmf
Schaft, 22 mm	204				
Größe	14	3	4	6	10

Diacera – Zirkonoxid, fein



Form	DT-W14DC	W11DC	W16DC	W17DC	W18DC
Schaft, 22 mm	204				
Größe	14	3	4	6	10

1 oder 10 Stück

PROPHYLAXE



KELCHE UND BÜRSTCHEN

Kelche



Form	1228M	1228	1228
Schaft	SCR	WST	WST
Farbe	weiß	pink	rot



Form	1228	1228	1228
Schaft	SCR	SCR	SCR
Farbe	weiß	pink	rot



Form	1228	1228	1228
Schaft	SO	SO	SO
Farbe	weiß	pink	rot



Form	1229	1229	1229
Schaft	WST	WST	WST
Farbe	blau	lila	pink



Form	1229	1229	1229
Schaft	SCR	SCR	SCR
Farbe	blau	lila	pink



Form	1229	1229	1229
Schaft	SO	SO	SO
Farbe	blau	lila	pink

Bürstchen



Form	229	229	229	229	229
Schaft	WST	WST	WST	WST	WST
Farbe	wieß	blau	lila	grün	pink



Form	229	229	229	229	229
Schaft	SCR	SCR	SCR	SCR	SCR
Farbe	weiß	blau	lila	grün	pink



Form	230	230	230	230
Schaft	WST	WST	WST	WST
Farbe	blau	lila	pink	weiß



Form	231	231	231
Schaft	WST	WST	WST
Farbe	blau	lila	pink

100 Stück

AMERICAN EAGLE

Nie mehr schleifen! Instrumente mit XP Technologie bleiben während ihrer Einsatzzeit scharf. Durch die extrem scharfe Schneide wird ein schnelleres und einfacheres Scalen und Wurzelglätten ermöglicht. Die grazilen Arbeitsenden sorgen für mehr Patientenkomfort und weniger Gewebetrauma. Das zeitaufwändige Schleifen entfällt. Somit wird die Effektivität im Praxisalltag erhöht und ein Verschleifen verhindert. Die Spitzenform bleibt stets unverändert.



XP Double Gracey™

Vereint 2 Graceys in nur 1 Instrument.
Zwei Schneidekanten je Arbeitsende. Zwei Instrumente für alle Zahnflächen



Verwendbar anstelle von Gracey 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 und 9-10.

Double Gracey Anterior
AE DGA XPX



Verwendbar anstelle von Gracey 11-12, 13-14 und 15-16.

Double Gracey Posterior
AE DGP XPX



Verwendbar anstelle von Gracey Access 00-0, 1-2, 3-4, 5-6 und 7-8.

Double Gracey Mini Anterior
AE DGMA XPX



Verwendbar anstelle von Gracey Access 11-12, 13-14 und 15-16.

Double Gracey Mini Posterior
AE DGMP XPX

XP Gracey Standard



Gracey 1-2 XP
AE G1-2 XPX
AE G1-2 XPZ
Anterior



Gracey 3-4 XP
AE G3-4 XPX
AE G3-4 XPZ
Anterior



Gracey 5-6 XP
AE G5-6 XPX
AE G5-6 XPZ
Anterior



Gracey 7-8 XP
AE G7-8 XPX
AE G7-8 XPZ
Premolar/molar
buccal/lingual



Gracey 9-10 XP
AE G9-10 XPX
AE G9-10 XPZ
Premolar/molar
buccal/lingual



Gracey 11-12 XP
AE G11-12 XPX
AE G11-12 XPZ
Posterior mesial



Gracey 13-14 XP
AE G13-14 XPX
AE G13-14 XPZ
Posterior distal



Gracey 15-16 XP
AE G15-16 XPX
AE G15-16 XPZ
Posterior mesial



Gracey 17-18 XP
AE G17-18 XPX
AE G17-18 XPZ
Posterior distal, for better access



XP GRACEY DEEP POCKET

Griff	1-2 XP	5-6 XP	7-8 XP	11-12 XP	13-14 XP	15-16 XP
	AE GDP1-2XPX	AE GDP5-6XPX	AE GDP7-8XPX	AE GDP11-12XPX	AE GDP13-14XPX	AE GDP15-16XPX
	AE GDP1-2XPZ	AE GDP5-6XPZ	AE GDP7-8XPZ	AE GDP11-12XPZ	AE GDP13-14XPZ	AE GDP15-16XPZ



mit längerem Schaft und Standard-Klinge

XP GRACEY ACCESS

Griff	1-2 XP	5-6 XP	7-8 XP	11-12 XP	13-14XP	15-16 XP
	AE GA1-2XPX	AE GA5-6XPX	AE GA7-8XPX	AE GA11-12XPX	AE GA13-14XPX	AE GA15-16XPX
	AE GA1-2XPZ	AE GA5-6XPZ	AE GA7-8XPZ	AE GA11-12XPZ	AE GA13-14XPZ	AE GA15-16XPZ



mit längerem Schaft und 50 % kürzerer Klinge

XP Universalküretten



Barnhart 5-6 XP
AE CB5-6 XPX
AE CB5-6 XPZ
Deeper shank angle, universal



McCall 13-14 XP
AE CM13-14 XPX
AE CM13-14 XPZ
Posterior



McCall 17-18 XP
AE CM17-18 XPX
AE CM17-18 XPZ
Wide blade molars



Columbia 2L-2R XP
AE CC2L-2R XPX
AE CC2L-2R XPZ
Long shank anterior



Columbia 4L-4R XP
AE CC4L-4R XPX
AE CC4L-4R XPZ
Deeper shank posterior



Columbia 13-14 XP
AE CC13-14 XPX
AE CC13-14 XPZ
Posterior



Langer 1-2 XP
AE CL1-2 XPX
AE CL1-2 XPZ
Posterior mesial/distal



Langer 3-4 XP
AE CL3-4 XPX
AE CL3-4 XPZ
Posterior mesial/distal



Langer 5-6 XP
AE CL5-6 XPX
AE CL5-6 XPZ
Anterior mesial/distal



Younger-Good 7-8 XP
AE CY7-8 XPX
AE CY7-8 XPZ
Small curved blade

XP Scaler



Blackjack XP
AE SBJ XPX
AE SBJ XPZ
Posterior



N128 DE XP
AE SN128 XPX
AE SN128 XPZ
Anterior, besonders fein



J14-15 XP
AE SJ14-15 XPX
AE SJ14-15 XPZ
Posterior




H 6-7 XP
AE SH6-7 XPX
AE SH6-7 XPZ
Universal anterior



Eagle Claw™ XP
AE SEC XPX
AE SEC XPZ
Posterior



Boge 513 XP
AE SB513 XPX
AE SB513 XPZ
Anterior



H 5-33 XP
AE SH5-33 XPX
AE SH5-33 XPZ
Anterior



204 S XP
AE S204S XPX
AE S204S XPZ
Posterior



204 SD XP
AE S204SD XPX
AE S204SD XPZ
Posterior distal



M23 XP
AE SM23 XPX
AE SM23 XPZ
Universal



Curaler - N137 XP
AE SN137 XPX
AE SN137 XPZ
Anterior



311-312 XP
AE S311-312 XPX
AE S311-312 XPZ
Anterior



N1 XP
AE SN1 XPX
AE SN1 XPZ
Anterior




N2 XP
AE SN2 XPX
AE SN2 XPZ
Posterior



J3-U5 XP
AE SJ3-U5 XPX
AE SJ3-U5 XPZ
Anterior

Quik-Tip Ansätze

Mit Quik-Tip kann eine einzelne Arbeitsspitze ausgetauscht werden, ohne das komplette Instrument zu ersetzen. Das führt zu einer wesentlichen Kostenersparnis. Auch die XP Quik-Tip Spitzen müssen nicht geschliffen werden.





AE QT HB



AE QT HG



AE QT HO



AE QT HP



AE QT W
(Schraubschlüssel)



AE QT HR



AE QT HX



AE QT HY



AE QT HZ

Titan-Implantat-Küretten

Hochwertige Titan-Legierung aus medizinischem Titan.
Beschädigt Titan-Implantate nicht und ist für alle Titan-Implantate geeignet.



Barnhart 5-6

AE IIB5-6 X
Kürette, universal



204 S

AE II204S X
Scaler, posterior



Langer 3-4

AE IIL3-4 X
Kürette, posterior




Nebraska 128 / Langer 5

AE IIN128-L5 X
Scaler/Kürette, anterior

Implantat-Instrumenten-Kit

EZ-Jett Kassette mit den vier Implantat-Instrumenten Barnhart 5-6, Langer 3-4, Nebraska 128/Langer 5 und 204 S
AE IIK P

auch erhältlich mit
Edelstahlkassette
AE IIK Z







Pro Thin Instrumente

wurden für besondere Herausforderungen bei parodontalen Behandlungen entwickelt – von tiefen Taschen bis hin zu engen interproximalen Bereichen. Das präzise und besonders feine Design der Arbeitsspitzen und die ergonomisch gestalteten Handgriffe ermöglichen dem Behandler eine sichere und schonende Parodontaltherapie. Die Anwendung der ProThins trägt wesentlich zum Erfolg der Behandlung sowie zum Erhalt der parodontalen Gesundheit bei.

Pro Thin Instrumente mit wesentlich dünneren Spitzen sind auch als einschraubbare Quik-Tip Ansätze erhältlich – die Handgriffe können wiederverwendet werden, wenn Arbeitsspitzen auszutauschen sind.

M23 Pro Thin Scaler

AE SM23T XPX
Universal



Blackjack Pro Thin Scaler

AE SBJT XPX
Posterior



Barnhart 5-6 Pro Thin Kürette

AE CB5-6T XPX
Deeper shank angle, universal



Gracey Access 1-2 Pro Thin Kürette

AE GA1-2T XPX
Anterior



Gracey Access 7-8 Pro Thin Kürette

AE GA7-8T XPX
Premolar/molar



Gracey Access 13-14 Pro Thin Kürette

AE GA13-14T XPX
Posterior distal



Gracey Access 15-16 Pro Thin Kürette

AE GA15-16T XPX
Posterior mesial



HU FRIEDY

Die Gracey-Küretten rigid (starre Ausführung) sind mit einem stärkeren und weniger flexiblen Schaft ausgestattet als die Gracey-Standard-Küretten. Küretten in starrer Ausführung werden zum Entfernen von stärkeren Ablagerungen verwendet.



Gracey™ Küretten



Gracey 1-2
SG1/2R9E2 (Rigid)
SG1/29E2



Gracey 3-4
SG3/4R9E2 (Rigid)
SG3/49E2



Gracey 5-6
SG5/6R9E2 (Rigid)
SG5/69E2



Gracey 7-8
SG7/8R9E2 (Rigid)
SG7/89E2



Gracey 11-12
SG11/12R9E2 (Rigid)
SG11/129E2



Gracey 11-14
SG11/14R9E2 (Rigid)
SG11/149E2



Gracey 12-13
SG12/13R9E2 (Rigid)
SG12/139E2



Gracey 13-14
SG13/14R9E2 (Rigid)
SG13/149E2



Gracey 15-16
SG15/16R9E2 (Rigid)
SG15/169E2



Gracey 17-18
SG17/18R9E2 (Rigid)
SG17/189E2

After Five



Gracey 3-4
SRPG3/4R9E2 (Rigid)
SRPG3/49E2



Gracey 5-6
SRPG5/6R9E2 (Rigid)
SRPG5/69E2



Gracey 7-8
SRPG7/8R9E2 (Rigid)
SRPG7/89E2



Gracey 11-12
SRPG11/12R9E2 (Rigid)
SRPG11/129E2



Gracey 11-14
SRPG11/14R9E2 (Rigid)
SRPG11/149E2



Gracey 12-13
SRPG12/13R9E2 (Rigid)
SRPG12/139E2



Gracey 13-14
SRPG13/14R9E2 (Rigid)
SRPG13/149E2



Gracey 15-16
SRPG15/16R9E2 (Rigid)
SRPG15/169E2

Mini Five



Gracey 3-4
SAS3/49RE2 (Rigid)
SAS3/49E2



Gracey 5-6
SAS5/6R9E2 (Rigid)
SAS5/69E2



Gracey 7-8
SAS7/8R9E2 (Rigid)
SAS7/89E2



Gracey 11-12
SAS11/12R9E2 (Rigid)
SAS11/129E2



Gracey 11-14
SAS11/14R9E2 (Rigid)
SAS11/149E2



Gracey 12-13
SAS12/13R9E2 (Rigid)
SAS12/139E2



Gracey 13-14
SAS13-14R9E2 (Rigid)
SAS13-149E2

R = Rigid

Scaler



Scaler 23A
SM23A9E2



Scaler 23
SM239E2



Scaler 5-6
SBH5/69E2



Scaler 6-7
SBH6/79E2



Scaler 204 SD
S204SD9E2



Scaler 204 S
S204S9E2

Nevi Scaler



Nevi 19
SCNEVI19E2



Nevi 29
SCNEVI29E2



Nevi 39
SCNEVI39E2



Nevi 49
SCNEVI49E2

Langer Küretten



Langer 1-2
SL1/29E2



Langer 3-4
SL3/49E2



Langer 5-6
SL5/69E2

Universalküretten



2R/2L
SC2R/2L 9E2



4R/4L
SC4R/4L 9E2



17-18
SM17/189E2

LEIBINGER

Parondontalküretten und Scaler mit Farbmarkierungsring
aus Keramik für eine bessere Identifikation.



Gracey™ Küretten



Gracey 1-2
404/1-2-ED



Gracey 5-6
404/5-6-ED



Gracey 7-8
404/7-8-ED



Gracey 11-12
404/11-12-ED



Gracey 13-14
404/13-14-ED



Gracey 15-16
404/15-16-ED

Mini-Gracey™ Küretten



Gracey 1-2
404/1-2M-ED



Gracey 5-6
404/5-6M-ED



Gracey 7-8
404/7-8M-ED



Gracey 11-12
404/11-12M-ED



Gracey 13-14
404/13-14M-ED

Scaler



Scaler 204 S
404/S204S-ED



Scaler 204 SD
404/S204SD-ED



Scaler M23
404/M23-ED



Scaler 6-7
404/H6-H7-ED

Langer Küretten



1-2
404/L1-2-ED



3-4
404/L3-4-ED



5-6
404/L5-6-ED

Universalküretten



2RL
401/2RL-ED



4RL
401/4RL-ED

SHARP CUT

SharpCut Instrumente mit einem 8 mm Ergodesign Griff besitzen eine spezielle Hartstoffbeschichtung, zeichnen sich durch lang anhaltende Schärfe aus und verschleißen weniger.

Gracey™ Küretten



Gracey 5-6
400/5-6-ED-TIN



Gracey 7-8
400/7-8-ED-TIN



Gracey 11-12
400/11-12-ED-TIN



Gracey 13-14
400/13-14-ED-TIN



Gracey 15-16
400/15-16-ED-TIN

Mini Gracey™ Küretten



Gracey 1-2
400/1-2M-ED-TIN



Gracey 5-6
400/5-6M-ED-TIN



Gracey 7-8
400/7-8M-ED-TIN



Gracey 11-12
400/11-12M-ED-TIN



Gracey 13-14
400/13-14M-ED-TIN

Scaler



Scaler M23
401/M23-ED-TIN



Scaler 204 SD
401/204SD-ED-TIN



Scaler 6-7
401/H6-7-ED-TIN


ULTRASCHALL-SPITZEN EMS KOMPATIBEL

Scaling & Parodontologie


eA



eP



ePS



ePL3



TWT EMS eA



TWT EMS eP



TWT EMS ePS



TWT EMS ePL3



Implantatreinigung

elCP



elCP SET




ICPpeek




Titan Parodontologie


P50L



P50R




P52




P53L




P53R




P54L



P54R



P59



ULTRASCHALL-SPITZEN
KAVO KOMPATIBEL

SONICflex

k#5 (GK1)



k#6



k#7 (GK3)




k#8 (GK4)



k#60




GK2




GK5



GK6



GK7



EK8



kICP SET



ICPpeek



PIEZOlux & SONOsoft

k#9



k#10



k#11



SONICflex Quick 2008

k5A



k6A



k7A



k8A



k60A



kICPA SET



ICP peek



ULTRASCHALL-SPITZEN
KAVO KOMPATIBEL

PiezoLED


k201



k202



k203



ULTRASCHALL-SPITZEN NSK KOMPATIBEL

Air scaling

nS1




nS2




nS3



NK4



NK5



NK6



NK7




nSICP SET




ULTRASCHALL-SPITZEN SATELEC KOMPATIBEL

Scaling


s#1



s#2



s1S



Implantat Reinigung

sICP SET




ICPpeek




Parodontologie


s10X



s10P



s10Z



sH3




Endodontie

sET40




sH4L



sH4R




sTK1S



sTK1L



sTK2L



sTK2R



ULTRASCHALL-SPITZEN SIRONA KOMPATIBEL

Scaling

sr1L



sr2L



sr3L



sr4L



Implantat Reinigung

sirICP SET



ICPpeek



DIAMANTSTREIFEN


- Zur approximalen Füllungs-Gestaltung
- Entfernung approximaler Füllungs-Überschüsse bei Kunststoffen, Glasionomerzementen und Amalgam-Füllungen
- Zur Entfernung von Zementüberschüssen nach dem Zementieren von Inlays, Onlays und Veneers



Diamantstreifen mit Sägeverzahnung

PXDS2, PFXDS2, PCXDS2


einseitig belegt, perforiert



Länge mm	147	147	147
Körnung	• 45 µm	• 30 µm	• 15 µm
Stärke mm	0,13	0,10	0,08
Breite mm	2,50	2,50	2,50
Art.-Nr.	PXDS2	PFXDS2	PCXDS2

PXDS3, PFXDS3,PCXDS3

einseitig belegt, perforiert



Länge mm	147	147	147
Körnung	• 45 µm	• 30 µm	• 15 µm
Stärke mm	0,13	0,10	0,08
Breite mm	3,75	3,75	3,75
Art.-Nr.	PXDS3	PFXDS3	PCXDS3

Diamantstreifen ohne Sägeverzahnung

PDS2, PFDS2, PCDS2


einseitig belegt, perforiert



Länge mm	147	147	147
Körnung	• 45 µm	• 30 µm	• 15 µm
Stärke mm	0,13	0,10	0,08
Breite mm	2,50	2,50	2,50
Art.-Nr.	PDS2	PFDS2	PCDS2

PDS3, PFDS3, PCDS3


einseitig belegt, perforiert



Länge mm	147	147	147
Körnung	• 45 µm	• 30 µm	• 15 µm
Stärke mm	0,13	0,10	0,08
Breite mm	3,75	3,75	3,75
Art.-Nr.	PDS3	PFDS3	PCDS3

DS2, FDS2, CDS2


einseitig belegt



Länge mm	147	147	147
Körnung	• 45 µm	• 30 µm	• 15 µm
Stärke mm	0,13	0,10	0,08
Breite mm	2,50	2,50	2,50
Art.-Nr.	DS2	FDS2	CDS2

DS3, FDS3, CDS3

einseitig belegt



Länge mm	147	147	147
Körnung	• 45 µm	• 30 µm	• 15 µm
Stärke mm	0,13	0,10	0,08
Breite mm	3,75	3,75	3,75
Art.-Nr.	DS3	FDS3	CDS3

Bei allen Streifen 10 Stück

STIFTE



GLASFASERSTIFTE CONTEC

Contec ist geeignet für Wurzeln, die eher konisch verlaufen. Der zweifache Konus nähert sich dem natürlichen Verlauf des Wurzelkanals an.

Kalibrierbohrer und Kanalerweiterer

- Effizient und scharf schneidende Bohrinstrumente
- Wissenschaftlich getestet



Art.-Nr.	42010	43000	4400D1,1 rot	44001 weiß	44002 gelb	44003 blau	44004 schwarz

1 Stück

Glasfaser-Stifte

- Höchste Biegefestigkeit
  HT-Glasfiber: 1.678 MPa (ermittelt nach EN ISO 178)
- Höchste Ermüdungs- und Bruchresistenz
- Homogenität durch dentinähnliche Elastizität
- Sichere Adhäsion durch micro-retentive Oberfläche
- Hohe Röntgenopazität
- Wissenschaftlich getestet



Art.-Nr.	44601D1,1 rot	44601 weiß	44602 gelb	44603 blau	44604 schwarz

10 Stück

Ständer und Set



Ständer unbestückt
Art.-Nr. 10002



Starterset 20 Stifte, 5 Kalibrierbohrer, 2 Kanalerweiterer
Art.-Nr. 44600

TITANSTIFTE EXATEC

Exatec ist geeignet für Wurzeln, die eher konisch verlaufen.

Kalibrierbohrer und Kanalerweiterer

- mit integriertem Stirnfräser
- kalibriert das Stiftlager exakt passgenau
- Das passgenaue Exatec-Auflager sichert die axiale Abstützung des Stiftkopfes im Dentin und stoppt die apikalwärts Bewegung des Stiftes punktgenau




Art.-Nr.	42010	42000	42001 weiß	42002 gelb	42003 blau	42004 schwarz

1 Stück

Titan-Schraubstift

- 4 Abflußrillen
- großer Stiftquerschnitt (> 3 mm²) und gerundeter Übergang für hohe Festigkeit
- selbstschneidendes Gewinde
- abgerundetes Stiftende



Art.-Nr.	45511 weiß	45512 gelb	45513 blau	45514 schwarz	45522

10 Stück

1 Stück

Ständer und Set




Ständer unbestückt
Art.-Nr. 10005



Starterset 10 Stifte, 4 Kalibrierbohrer, 2 Kanalerweiterer
Art.-Nr. 45500

TITANSTIFTE


Titan Headmaster, konisch



10 Stück

Farbkodierung/Größe	1		2		3		4	
Stiftschaft (D) mm	1,3		1,5		1,5		1,75	
Stiftschaftlänge (L) mm	6	13	7	13	7	13	9	13
Kopf (DH) mm	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4
Kopfhöhe (H) mm	2,75	2,75	3,85	3,85	4	4	4,9	4,9
Sortiment Art.-Nr.	6202SO	6203SO	6204SO	6205SO	6206SO	6207SO	6208SO	6209SO
10 Titangewindestifte, 1 Peeso,1 Bohrer, 1 Planfräser, 1 Steckschlüssel								
Nachfüllpackung Art.-Nr.	6210-10	6211-10	6212-10	6213-10	6214-10	6215-10	6216-10	6217-10


Steckschlüssel



	1	2	3	4
Art.-Nr.	6350-3	6351-3	6352-3	6353-3

3 Stück


Titan Headmaster, zylindrisch



10 Stück

Farbkodierung/Größe	1		2		3		4	
Stiftschaft (D) mm	1,3		1,5		1,5		1,75	
Stiftschaftlänge (L) mm	6	13	7	13	7	13	9	13
Kopf (DH) mm	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4
Kopfhöhe (H) mm	2,75	2,75	3,85	3,85	4	4	4,9	4,9
Sortiment Art.-Nr.	6402SO	6403SO	6404SO	6405SO	6406SO	6407SO	6408SO	6409SO
10 Titangewindestifte, 1 Peeso,1 Bohrer, 1 Planfräser, 1 Steckschlüssel								
Nachfüllpackung Art.-Nr.	6410-10	6411-10	6412-10	6413-10	6414-10	6415-10	6416-10	6417-10


Steckschlüssel



	1	2	3	4
Art.-Nr.	6450-3	6451-3	6452-3	6453-3

3 Stück


Peeso



6 Stück

Schaftkodierung/Ringe	2	3	3	4
Art.-Nr. 183.15.204 …	090	110	110	130
Art.-Nr. 183.19.204 …	090	110	110	130


Bohrer



3 Stück

Farbkodierung/Größe	1		2		3		4	
Stiftschaft (D) mm	1,2		1,5		1,4		1,65	
Stiftschaftlänge (L) mm	9	16	10	16	10	16	12	16
Art.-Nr.	6320-3	6321-3	6322-3	6323-3	6324-3	6325-3	6326-3	6327-3

Planfräser



Farbkodierung/Größe	1	2	3	4
Stiftschaft (D) mm	1,1	1,3	1,3	1,55
Stiftschaftlänge (L) mm	4	4	4	4
Kopf (DH) mm	3	3,5	4	4,5
Art.-Nr.	6330-3	6331-3	6332-3	6333-3

3 Stück

Parapulpäre Stifte



Art.-Nr. 2016SO
25 Stifte .021,
Vorbohrer und Handgriff

Art.-Nr. 2018SO
25 Stifte .027,
Vorbohrer und Handgriff

Art.-Nr. 2015SO
100 Stifte .021,
4 Vorbohrer und Handgriff

Art.-Nr. 2017SO
100 Stifte .027,
4 Vorbohrer und Handgriff

INSTRUMENTE



ERGOFORM 134° C
SONDEN & SPIEGELGRIFFE

Ergoformgriffe sind leicht und liegen durch das schlanke Ende sehr ausgewogen in der Hand. Der größere Durchmesser und die Griffmulden ermöglichen entspanntes Zugreifen und Arbeiten.
Die micro-fein strukturierte, seidenmattierte Oberfläche und die sanft gerundeten Kanten ergeben eine sehr angenehme Haptik.

Sonden





weiß	540-A	540-C	540-D	540-F	540-G
pastell gelb	541-A	541-C	541-D	541-F	541-G
pastell blau	542-A	542-C	542-D	542-F	542-G
pastell mint	543-A	543-C	543-D	543-F	543-G
pink	544-A	544-C	544-D	544-F	544-G
pastell flieder	545-A	545-C	545-D	545-F	545-G
anthrazit	546-A	546-C	546-D	546-F	546-G

Spiegelgriffe



weiß	540
graphit grau	546
pastell gelb	541
ozeanblau	547
pastell blau	542
mintgrün	548
pastell mint	543
berry	549
pastell rosé	544

SPIEGEL

Relax Spiegel

Ultra FS Spiegel sind deutlich heller und schärfer als Standard Rhodium Spiegel. Sie bieten eine Klarheit, die es bisher so noch nicht gab. Der neue einzigartige Aufbau der reflektierenden Schichten macht dieses erst möglich.



	Größe 4 Durchmesser 22 mm		Größe 5 Durchmesser 24 mm	
	Rhodium	FS Ultra	Rhodium	FS Ultra
weiß	7101	7301	7111	7311
pastell gelb	7102	7302	7112	7312
pastell blau	7103	7303	7113	7313
pastell mint	7104	7304	7114	7314
pastell flieder	7105	7305	7115	7315
anthrazit	7106	7306	7116	7316
pink	7107	7307	7117	7317

10 Stück

Erfolgreich in der Praxis – seit 2015



Ihre Vorteile:

- vereinfachte Aufbereitung
- nachhaltig (> 200 Zyklen)
- ca. 30 % heller als andere FS Spiegel (FS ULTRA)

SPIEGELANSÄTZE

Topvision FS

Preiswerter Frontsurface Spiegel. Gegenüber dem Rhodiumspiegel ist das Bild etwas kälter.

Größe 4 plan Durchmesser 22 mm
Art.-Nr. 633X4
Größe 5 plan Durchmesser 24 mm
ArtNr.: 633X5

12 Stück





Topvision FS Rhodium

Frontsurface Rhodium Spiegel sind auf der Glasoberfläche verspiegelt. Rhodium ist ein Edelmetall.

Größe 4 plan Durchmesser 22 mm
Art.-Nr. 721X4
Größe 5 plan Durchmesser 24 mm
ArtNr.: 721X5

12 Stück



Ultra FS ultra bright

Ultra FS ist weltweit der hellste und schärfste Spiegel. Besonder gut bei Endobehandlungen geeignet. Der Spiegel liefert ein klares und sehr scharfes Bild. Die Form ist optimiert zum Abhalten der Wange.

Größe 4 plan Durchmesser 22 mm
Art.-Nr. 6160
Größe 5 plan Durchmesser 24 mm
ArtNr.: 6161

6 Stück





Mega FS Rhodium

Die Fassung und der Stil sind aus einem einzigen Stück. Unter ergonomischen Aspekten geformt, ist der Mega FS Rhodium Spiegel sehr einfach zu reinigen. Er bietet eine optimierte Form zum Abhalten der Wange.

Größe 4 plan Durchmesser 22 mm
Art.-Nr. 6060
Größe 5 plan Durchmesser 24 mm
ArtNr.: 6061

12 Stück





Mega FS Rhodium Duo

Größe 4 plan Durchmesser 22 mm
Art.-Nr. 6100
Größe 5 plan Durchmesser 24 mm
ArtNr.: 6101

6 Stück




DIAGNOSTIK

Parodontalsonden

8 mm HOHL-GRIFF

Blaue Titanmarkierung




	CP11	CP12	CP15	WHO	CP10
Art.-Nr.	548/2 PT	548/3 PT	548/4 PT	548/5 PT	548/6 PT

6 mm HOHL-GRIFF

Schwarze Lasermarkierung



Ergodesign Griff Artikelnummer mit -ED



	CP11	CP12	CP15	WHO	CP10
Art.-Nr.	548/2	548/3 405/CP12-ED	548/4 405/CP15-ED	548/5 405/WHO-ED	548/6

6 mm DOPPEL-ENDIG



Art.-Nr. 569/2 COL
Nabers 2N
Color coded

SONDEN & PINZETTEN

Sonden



Ergodesign Griff Artikelnummer mit -ED



Art.-Nr.	555/3A 122/3A-ED	555/9 122/9-ED	555/17 122/17-ED	555/23 122/23-ED

Pinzetten




Art.-Nr.	College 1120 (mm 150)	Meriam 1024 (mm 160)	College 1026 (mm 150)	Meriam diamantiert 1124/D (mm 160)	diamantiert 1049/D (mm 175)	diamantiert 1050/D (mm 175)

FÜLLUNGSINSTRUMENTE

Compofill Instrumente

Unsere COMPOFILL Instrumente haben eine spezielle hochglanzpolierte TiN (Titan-Nitrid) Beschichtung, die das Festkleben des Composites an den Arbeitsenden verhindert.
Die Beschichtung ist sehr viel härter als Edelstahl und dadurch auch sehr resistent gegen die verschiedenen Reinigungs- und Sterilisationsprozesse. Alle Instrumente kommen mit unserem 8 mm Ergodesign Griff.



	1,2 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	1,1 mm
					
	1,6 mm	2,5 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Art.-Nr.	C110/2ED	C110/3ED	C114/2ED	C114/P4ED	C114/P6ED

		2,0 mm	2,5 mm		
					
		3,0 mm	3,5 mm		
Art.-Nr.	C114/PFI15ED	WESTCOTT C150/1ED	WESTCOTT C150/2ED	PKT3 C165/3ED	

ZANGEN

Oberkiefer




Ergo-design



Standard

- Feine, grazile Form
- Haftprofil für sicheren Halt
- Gleichmäßiger, leichter Gang
- Standard-Griff vollkariert
- Ergogriff glatt zur einfachen Reinigung

Schneide- und Eckzähne



600/2 Standard
604/2 Ergoform

Prämolaren



600/7 Standard
604/7 Ergoform

Molaren rechts



600/17 Standard
604/17 Ergoform

Molaren links



600/18 Standard
604/18 Ergoform

Weisheitszähne schmal



600/67 Standard
604/67 Ergoform

Wurzelzange schmal



600/51A Standard
604/51A Ergoform

ZANGEN

Unterkiefer

Schneidezähne



600/4 Standard
604/4 Ergoform

Eckzähne und Prämolaren



600/13 Standard
604/13 Ergoform

Molaren



600/22 Standard
604/22 Ergoform

Weisheitszähne



600/79 Standard
604/79 Ergoform

Wurzelzange



600/46L Standard
604/46L Ergoform

Tiefgreifend

OK Schneide- und Eckzähne



600/34 Standard
603/34 Ergoform

OK Prämolaren



600/35 Standard
603/35 Ergoform

UK Wurzelzange



600/36 Standard
603/36 Ergoform

NADELHALTER



1922TCseries mit extra-feinen inserts von 0,3 mm



1922/C-TC (mm 180)
Castroviejo
gerade
◡ 4-0, 5-0, 6-0



1922/D-TC (mm 180)
Castroviejo
gebogen
◡ 4-0, 5-0, 6-0







1910/TC (mm 160)
Barraquer
gerade
◡ 4-0, 5-0, 6-0



1911/TC (mm 160)
Barraquer
gebogen
◡ 4-0, 5-0, 6-0





1855/TC (mm 140)
1856/TC (mm 170)
Mathieu
◡ 2-0, 3-0, 4-0



1853/TC (mm 140)
1854/TC (mm 170)
Mathieu
◡ 2-0, 3-0, 4-0





1739/TC (mm 130)
1740/TC (mm 160)
1741/TC (mm 180)
Mathieu
◡ 2-0, 3-0, 4-0

SCHEREN



3585/BLK (mm 115)
3587/BLK (mm 130)
3589/BLK (mm 160)
Medesy Hi-Tech
gerade



3586/BLK (mm 115)
3588/BLK (mm 130)
3591/BLK (mm 160)
Medesy Hi-Tech
gebogen

Medesy HI-TECH Scheren in der Blackline sind mit einer speziellen Oberfläche „Diamond Like Carbon Coating“ beschichtet, auch als DLC-Beschichtung bezeichnet.

Diese Eigenschaft ermöglicht:
- Verlängerte Kantenschärfe
- sehr präzises Schneiden
- Hohe Oberflächenhärte (2000 HV)
- Stärkere Korrosionsbeständigkeit
- Reduzierung der Lichtreflexion.



3511/90 (mm 90) gerade
3512/90 (mm 90) gebogen
Medesy micro Iris



3511 (mm 115)
Iris
gerade



3512 (mm 115)
Iris
gebogen



3505 (mm 115)
Sickle

WURZELHEBER

Bein



190/1 190/2 190/3

Flohr



190/6 190/7

Luxatoren



2,5 mm	190/25C	190/25ST
3 mm	190/3C	190/25ST
4 mm	190/4C	190/25ST
5 mm	190/5C	190/25ST


Luxatoren flach



3 mm	190/3CF	190/3STF
4 mm	190/4CF	190/4STF
5 mm	190/5CF	190/5STF

WURZELHEBER

Luxatoren Ergodesign



3 mm	190/L1ST-ED	190/L1C-ED	190/3ST-ED	190/3C-ED
4 mm	190/L2ST-ED	190/L2C-ED	190/4ST-ED	190/4C-ED
4,5 mm	-	-	190/45ST-ED	190/45C-ED

Winnetou Hebel



1655/1 RS

1655/2 CB

Midelux Titan





810/1Ti
mm 4
Distal

810/2Ti
mm 4
Mesial

810/3Ti
mm 2,5
Distal

810/4Ti
mm 2,5
Mesial

810/5Ti
mm 2,5

810/6Ti
mm 2,5

810/7Ti
mm 3,4

RASPATORIEN



MOLT 9
335/M9-ED



MOLT 10
335/M10-ED



GLICKMANN 24GSP
335/24GSP-ED



BUSER
335/B1-ED



GOLDMAN FOX 14
335/GF14-ED



WILLIGER
160x6 mm
335/06



OBWEGESER
6 mm
337/71

OBWEGESER
7 mm
337/72

OBWEGESER
9 mm
337/73

OBWEGESER
11 mm
337/74



4,0 mm

660/10.HL8
Miller N.1
Scharfer Löffel

8 mm HOHL-GRIFF



3,0 mm

660/9.HL8
Miller N.0
Scharfer Löffel

LUKAS KÜRETTEN



2,5mm
336/11-ED

3,0mm
336/22-ED

10 mm HOHL-GRIFF



4,0 mm

661/88.HL10
Lukas N. 88



3,5 mm

661/87.HL10
Lukas N. 87



3,0 mm

661/86.HL10
Lukas N. 86



2,5 mm

661/85.HL10
Lukas N. 85




2,0 mm

661/84.HL10
Lukas N. 84


SEMKEN PINZETTEN






	schmal	fein
13 cm	182/22	182/32
14,5 cm	182/23	182/33
16 cm	182/24	





	sehr fein gerade	sehr fein gebogen
12 cm	182/51	182/53
15 cm	182/52	182/54





	schmal	fein
13 cm	183/22	183/32
14,5 cm	183/23	183/33
16 cm	183/24	

1:2 Zähne



Mikro



	mikro	mikro
150 mm	184/20	184/24
180 mm	182/21	184/25

ENDOINSTRUMENTE



ENDODONTIE HANDFEILEN

Hedstroem-Feilen (HED)



ISO Ø	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055
L=21,0 mm	21	21	21	21	21	21	21	21	-	-	-
L=25,0 mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
L=31,0 mm	31	31	31	31	31	31	31	-	-	-	-

Beispiel Bestellung Hedstroem-Feile 25 mm lang Größe 008: HED.25.008

K-Feilen (KFE)





ISO Ø	008	010	015	020	025	030	035	040
L=21,0 mm	-	21	21	21	21	21	21	21
L=25,0 mm	25	25	25	25	25	25	25	25

Beispiel Bestellung K-Feile 25 mm lang Größe 008: KFE.25.008

Reamer (REA)





ISO Ø	008	010	015	020	025	030
L=21,0 mm	-	21	21	21	21	-
L=25,0 mm	25	25	25	25	25	25

Beispiel Bestellung Reamer 25mm lang Größe 010: REA.25.010

C++ Feilen (CPLUS)



ISO Ø	006	008	010
L=25,0 mm	25	25	25

Beispiel Bestellung C++ 25 mm lang Größe 010: CPLUS.25.010

Nervnadeln (333)



ISO Ø	0	1	2	3	4	5	6
L=21,0 mm	21	21	21	21	21	21	21

Beispiel Bestellung Nervnadeln 21 mm lang Größe 2: 333.21.2




6 Stück

ENDODONTIE
MASCHINELLE FEILEN

Reflex Feilen (REFLEX)
NiTi mit Heat Activation
Blaue Ausführung

- Reziprokarbeitende Feile
- Nur eine Feile für die Aufbereitung
- Memory-Effekt
- Extrem flexibel



ISO Ø	025	040	050
Taper %	8	6	5
L=21,0 mm	21	21	21
L=25,0 mm	25	25	25
L=31,0 mm	31	31	31

6 Stück

ReNiti Feilen (RENT)
Silberne Ausführung

- Reziprokarbeitende Feile
- Nur eine Feile für die Aufbereitung

ISO Ø	025	040	050
Taper %	8	6	5
L=21,0 mm	21	21	21
L=25,0 mm	25	25	25
L=31,0 mm	31	31	31

6 Stück

Twist One Gold (TWONE)
NiTi mit Heat Activation

- Reziprokarbeitende Feile
- Nur eine Feile für die Aufbereitung
- Memory-Effekt
- Extrem flexibel




ISO Ø	020	025	035	045
Taper %	7	7	6	5
L=21,0 mm	21	21	21	21
L=25,0 mm	25	25	25	25

4 Stück

Super Feile Gold (SFGO)
NiTi mit HeatActivation

- Extrem flexibel
- Hohe Schneideffizienz
- Memory-Effekt



ISO Ø	SX	S1	S2	F1	F2	F3	F4	F5
Taper %	-	-	-	7	8	9	6	5
L=21,0 mm	19	21	21	21	21	21	21	21
L=25,0 mm	19	25	25	25	25	25	25	25

Super Feile (SF)
Silberne Ausführung

ISO Ø	SX	S1	S2	F1	F2	F3	F4	F5
Taper %	-	-	-	7	8	9	6	5
L=21,0 mm	19	21	21	21	21	21	21	21
L=25,0 mm	19	25	25	25	25	25	25	25

ENDODONTIE HANDINSTRUMENTE

Plugger

Ø 0,3 mm



542/1.C6
ISO 30
Blau

Ø 0,4 mm



542/2.C6
ISO 40
Schwarz

Ø 0,5 mm



542/3.C6
ISO 50
Gelb

Ø 0,6 mm



542/4.C6
ISO 60
Blau

Ø 0,8 mm



542/5.C6
ISO 80
Schwarz

Ø 1,0 mm



542/6.C6
ISO 100
Gelb

Ø 1,2 mm



542/7.C6
ISO 120
Blau

Spreader

Ø 0,2 mm



543/1.C6
ISO 20
Gelb

Ø 0,3 mm



543/2.C6
ISO 30
Blau

Ø 0,4 mm



543/3.C6
ISO 40
Schwarz

Ø 0,5 mm



543/4.C6
ISO 50
Gelb

Ø 0,6 mm



543/5.C6
ISO 60
Blau

Zange um abgebrochene Instrumente zu entfernen



Art.-Nr. 2168
(mm 125)



Sehr feines 20 mm langes Arbeitsende mit einem Durchmesser von 0,8 mm.



Die Zange wurde mit einem speziellen Satz gezackter Kanten ausgestattet, die in einem spitzen Winkel positioniert sind. Dies gewährleistet einen festen Halt.



Der Innenstift verhindert das seitliche Verrutschen der Spitzen.

DT Dental Service e.K. · Zum Rahn 8 · 21394 Westergellersen
www.dt-dentalservice.de

Stand: 09/2021